



Fiche Technique Produit Product Technical Datasheet



kitett

kolor
France

Référence / Reference :

Kit d'expression pour tire-lait Kitett

Expression kit for Kitett Breastpump



REFERENCES

Réf. Kit / Kit Ref.	Taille téterelle / Funnel size	Taille corolle / Shape size	Simple / Double	Réf. Kit / Kit Ref.	Taille téterelle / Funnel size	Taille corolle / Shape size	Simple / Double
K21S	21 mm	Small	Simple	K24S	24 mm	Small	Simple
K21L	21 mm	Large	Simple	K24L	24 mm	Large	Simple
K21SD	21 mm	Small	Double	K24SD	24 mm	Small	Double
K21LD	21 mm	Large	Double	K24LD	24 mm	Large	Double
K26S	26 mm	Small	Simple	K30S	30 mm	Small	Simple
K26L	26 mm	Large	Simple	K30L	30 mm	Large	Simple
K26SD	26 mm	Small	Double	K30SD	30 mm	Small	Double
K26LD	26 mm	Large	Double	K30LD	30 mm	Large	Double

PERFORMANCE

Dimensions L x P x H / Size :

Simple : 125x110x102 mm
Double : 170x110x102 mm

Emballage / Packaging :

Carton / cardboard

COMPOSANTS / COMPONENTS

Téterelle / Funnel :

PP / Thermoplastique Elastomère
PP / Thermoplastic Elastomer

Pas de vis / Screw :

France

Biberon / Bottle :

Polypropylène / Polypropylene

Bouchon / Cap :

Polypropylène / Polypropylene

Tuyau / Tube :

PVC

Flacon d'interface / Interface
bottle :

Polypropylène / Polypropylene

Grade médical
Sans latex, bisphénol A
Medical grade
No latex, bisphenol A

CONFORMITE / CONFORMITY

Marquage CE / CE marking :



0459

Classe de dispositif médical :

Medical device classification :

Ila

Conformité / Conformity :

Directive 93/42/CEE

DTF – LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE

19, rue de la Presse – CS 60132 – 42003 SAINT-ETIENNE cedex 1 - France
Tél. 33 (0)4 77 74 51 11 Fax 33 (0)4 77 79 67 72 E-mail : dtf@dtf.fr Site web : www.dtf.fr

03/03/2016

Document non contractuel