

Embout caoutchouc stabilisateur de canne



Un moyen astucieux pour éviter toute chute de sa canne et la garder à portée de main

▮ Embout stabilisateur de canne

S'adapte sur toute canne du marché de diamètre 18 mm

- Maintien la canne à la verticale
- S'adapte à la place de l'embout traditionnel
- **6 pieds** et **une large surface** pour plus de stabilité



Caractéristiques

- Dimensions : 7,5 x 12 cm
- Diamètre : 18 mm
- Matière : caoutchouc
- Coloris : noir
- Poids total : 0,190 kg

Référence	SA 117 0004	Code ACL	34010 601 131 5 5
-----------	-------------	----------	-------------------



Dupont Médical et DeVilbiss Healthcare France deviennent en 2017 Drive DeVilbiss Healthcare France, acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. Une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.