

TA 3941



Code article : **1060022**

Code GTIN : 3615800001675

Famille :

Aides à la marche

Description :

Déambulateur Fortissimo à roues, pliant, poignées ergonomiques et réglable en hauteur.

Usage revendiqué :

Aide à la marche manipulée avec deux bras
Utilisation intérieure

Classe du dispositif : I

Garantie produit :

2 ans contre tout vice de fabrication

Code identification individuelle LPPR : 6259236
(DEAMBULATEUR, ACHAT, VILGO)



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Hauteur mini : 760
- Hauteur maxi : 940
- Largeur hors tout : 700
- Profondeur : 660
- Plié : 700 x 130 x 920
- Siège : 400 x 200 x 35
- Largeur utile assise (entre tubes) : 560 mm
- Hauteur sol - siège : 540 mm

Tolérances : dimensionnelles 10mm - pondérales 100 g

Description technique

- Châssis : acier Ø25,5x2 mm - Ø22x3 mm
- Finition : époxy rouge
- Crosses : acier chromé Ø21x3
- Poignées ergonomiques PVC noir
- Réglage en hauteur par manette de serrage indexable
- Roues : diamètre 125x20 mm
- Siège : PVC noir
- Embouts : 22x40 noir

Poids du produit :

7,3 kg

Version mise sur le marché à partir de :

28 juillet 2020

Etiquetage produit

