

TA 5010 – Tabouret de douche rond



Code article : **2040101**
Code ACL : 3401560180114
Code GTIN : 3615800003426


Famille :
Aides à la toilette

Description :
**Tabouret rond de douche, réglable en hauteur.
Livré en kit**

Usage revendiqué :
Les tabourets de douche sont destinés à faciliter la toilette du patient. Leur utilisation est de fait une utilisation intérieure, en milieu humide (salle de bain - hors immersion). Usage exclusif douche (ne doit pas être utilisé dans une baignoire).

Classe du dispositif :

Garantie produit :
2 ans contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Dimensions hors tout :
Hauteur hors tout (mini/maxi) : 370/520 mm
Largeur hors tout : 340 mm
Diamètre du siège : 320 mm

Description technique

- Structure : Assise fixée par 5 molettes 3 branches inox 6x35 sur pieds en aluminium Ø25x1mm finition anodisée.
 - Réglage en hauteur par 4 rallonges aluminium Ø28.5x1
 - Blocage par cliquet : 7 positions
 - Bague anti jeu grise
- Siège :
 - bleu
 - Matière : PE
- Embouts : caoutchouc bleu - base Ø 40 mm

Poids du produit :

1,4 kg

Date de 1ère mise sur le marché : mai 2016

Version mise sur le marché à partir de : **16 aout 2018**

Etiquetage produit

Vignette de remboursement

/

Vignette CE

/