

MACARENA potence de lit




GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTÉ : 130 KG

Installée près du lit ou d'un fauteuil, la potence dispose d'une poignée réglable en hauteur pour aider le patient à se relever ou à se repositionner dans le lit.

Matériaux: socle et mât en acier traité eposy, sangle en nylon

- > Sangle ajustable
- > Patins de protection
- > Pliable pour un gain de place

Conditionnement :
Carton de regroupement : 1
Palette : 10




Potence pliée

DIMENSIONS

Designation	Poids	Hauteur du mât	Encombrement au sol	Dimension du triangle	Réglage de la sangle
MACARENA potence pliante	11,6 kg	179 cm	66,5 x 89 cm	22 x 12 cm	20/50 cm

EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	LPPR TTC	
430915	MACARENA potence pliante	3701127705232	1273415 € 18,45	