






	FICHE PRODUIT	
	ZI de la Trentaine 77500 CHELLES	
	☎ 01.64.21.70.33 - ☎ 01.64.26.43.26 Site internet : www.herdegenfrance.com	30 avril 2015 indice 2

Poignée double sortie de lit médicalisé réf. 430920



Les plus :

-  **Simplicité pour la mise en place**
-  **Facilite l'entrée et la sortie du lit**
-  **Sécurité**
-  **Réglable jusqu'à 148,5 cm**



Argumentaire commercial :

Facile à mettre en place, cette poignée de sortie de lit s'installe simplement sous le matelas et ne requiert aucune fixation. Elle convient à tous les modèles de matelas. Elle permet d'entrer et sortir de votre lit en toute sécurité en prenant appui sur celle-ci.

Caractéristiques produit :

Matériaux	Structure en acier peinte
Coloris	Epoxy gris
Poids de l'article	4 kg
Poids supporté	127 kg
Longueur réglable	De 110 cm à 148,5 cm
Largeur	33 cm
Hauteur	47,3 cm
Encombrement au sol	110 à 148,5 cm*33 cm

Conformité aux normes en vigueur : CE

Poids du produit emballé : 4 kg

Dimensions du produit emballé : 112,5*37*58 cm livraison par 5 unités dans un carton – à l'unité sous sachet plastique

Garantie : 2 ans

Référence	Désignation	Code EAN	Prix d'achat
430920	Poignée double sortie de lit médicalisé	3401081752074	