


# PERFORMANCE - Pied à perfusion




Dotées d'un socle avec 5 roulettes, les tiges 4 crochets supportent les poches à perfusion, à nutriments...


- > Mâts traités époxy
- > 4 crochets
- > Socle à roulettes 5 branches

**GARANTIE 2 ANS**  
POIDS SUPPORTÉ : 16 KG

Conditionnement tubes :  
Carton de regroupement tubes : 10  
Tubes par palette : 140



Conditionnement étoiles:  
Carton de regroupement étoiles : 25  
Étoiles par palette : 75



## DIMENSIONS

Designation	Poids	Hauteur du mât	Encombrement au sol
Porte sérum 4 crochets bleu	2,84 kg	128 à 230 cm	55 x 55 cm

## EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code UDI	LPPR TTC	LPPR
430812	PERFORMANCE Bleu	3701127732412	Néant	