





Table de lit diffusion et tablette latérale réf. 421***



Les plus :

-  **Position de réglage intermédiaire au niveau du socle (pied inclinable)**
-  **Jonc de protection repose livre**
-  **La table est livrée montée et pliée (ce n'est pas un kit)**
-  **Produit Français**
-  **Trois coloris au choix**
-  **Plateau principal en 2 tailles au choix**

Argumentaire commercial :

Cette table toute montée, possède deux réglages : le plateau est orientable en multi positions, et le piétement a 1 position de pliage (pour le rangement), une position mât droit, et une position inclinée à 15° pour une utilisation, par exemple, dans un fauteuil.

Le jonc anti poussière protège parfaitement le plateau, et sert aussi de repose livre.

La tablette latérale, en option, s'incline et se fixe simplement et supporte sans effort téléphone, verre...

Caractéristiques produit :

Références internes	4214** table diffusion	4213** table 80 cm	4217** tablette latérale
	** 00 = blanc, 14 = ronce de noyer, 11 = gris		
Matériaux	Tube acier traité époxy		
	Plateau plaqué bordé d'un jonc renforcé anti poussière		
	4 roulettes dont deux avec frein		NC
Coloris	Epoxy noir, blanc ou gris, plateau ronce de noyer, blanc ou gris		
Epaisseur	16 mm plateau classé M4		
Poids de l'article	8 kg	9 kg	1.7 kg
Poids supporté	10 kg		NC
Réglage en hauteur	Mini : 61cm Maxi : 94 cm		NC
Dimension plateau	60 x 40 cm	80 x 40 cm	16 x 40 cm
Encombrement au sol	44 x 57 cm		
Distance entre les roues	55 cm à l'avant		
	41 cm à l'arrière		
Dimensions roues avant / 1 ^{ère} barre	26 cm		
Dimensions 1 ^{ère} barre / roues arrières	14 cm		
Hauteur socle (passage sous sommier)	10 cm		
Inclinaison du mât	15°		
Inclinaison du plateau	0<90°		

Conformité aux normes en vigueur : pas de norme
Poids du produit emballé : 10 kg
Dimensions du produit emballé : 85*75*11 cm sous carton
Garantie : 2 ans

Référence	Désignation	Code EAN	Code Lppr	Prix d'achat
421300	Table plateau 80 cm blanche	3401548785386	Néant	
421314	Table plateau 80 cm ronce de noyer	3401548785508		
421400	Table diffusion blanche	3401042380810		
421414	Table diffusion ronce de noyer	3401548785737		
421700	Tablette latérale blanche	3401548786109		
421714	Tablette latérale ronce de noyer	3401548786338		
421800	Table diffusion blanche avec tablette latérale	3401548786567		
421814	Table diffusion ronce de noyer avec tablette latérale	3401548786796		
421900	Table plateau 80 cm blanche avec tablette latérale	3401548786857		
421914	Table plateau 80 cm ronce de noyer avec tablette latérale	3401548787168		
421311	Table de lit grise diffusion 80 cm	3401563537397		
421411	Table de lit diffusion grise (piètement et plateau)	3401560469608		
421711	Tablette latérale grise	3401563537809		
421811	Table de lit grise avec tablette	3401563537748		
421911	Table de lit 80 cm grise + tablette	3401563537687		