

DIFFUSION Table de lit



DIFFUSION cérusée 60 cm
(421411)

GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTÉ : 10 KG

La table **DIFFUSION** se décline en différents coloris et dimensions avec ou sans tablette latérale pour un usage dans un lit ou dans un fauteuil.

- > Plateau multipositions (classé M4)
- > Tablette latérale fixe en option
- > Jonc de protection
- > Mât télescopique
- > Piètement inclinable avec 3 positions de pliage : droit, incliné, et perpendiculaire.
- > Châssis acier traité époxy
- > 4 roulettes dont 2 à frein
- > Installation sans outil
- > Livrée pliée, prête à être utilisée

COLORIS


BLANC



CÉRUSÉ



RONCE DE NOYER



FAÇON HÊTRE



NOUVEAU





Nouveau ! Cadre et supports de plateau pour une meilleure stabilité

Inclinaison
piètement

Roues avec freins

Conditionnement :
Carton de regroupement : 1
Palette : 30




DIFFUSION ronce de noyer 80 cm
(421314)




DIFFUSION façon hêtre 60 cm avec
tablette (421815)

DIMENSIONS

Désignations	A	B x F	C	D x H	E	G	I	Poids total	Épaisseur du plateau
DIFFUSION 80 cm	15°	40 x 80 cm	0 < 90°	44 x 57 cm	61/94 cm	53,5 cm	10 cm	9 kg	16 mm
DIFFUSION 60 cm		40 x 60 cm						8 kg	
Tablette latérale	-	40 x 16 cm	-	-	-	-	-	1,7 kg	-



EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	LPPR TTC	
421400	Table de lit blanche 60 cm	3701127706130	Néant	
421411	Table de lit cérusée 60 cm	3701127717112		
421414	Table de lit ronce de noyer 60 cm	3701127712803		
421415	Table de lit hêtre 60 cm	3701127712810		
421300	Table de lit blanche 80 cm	3701127712780		
421311	Table de lit cérusée 80 cm	3701127720273		
421314	Table de lit ronce de noyer 80 cm	3701127712797		
421315	Table de lit hêtre 80 cm	3701127750812		
421800	Table de lit blanche 60 cm avec tablette	3701127712841		
421811	Table de lit cérusée 60 cm avec tablette	3701127720297		
421814	Table de lit ronce de noyer 60 cm avec tablette	3701127712858		
421815	Table de lit hêtre 60 cm avec tablette	3701127718676		
421900	Table de lit blanche 80 cm avec tablette	3701127712865		
421911	Table de lit cérusée 80 cm avec tablette	3701127720280		
421914	Table de lit ronce de noyer 80 cm avec tablette	3701127712872		
421915	Table de lit hêtre 80 cm avec tablette	3701127722086		
421700	Tablette latérale blanche	3701127712827		
421711	Tablette latérale cérusée	3701127720303		
421714	Tablette latérale ronce de noyer	3701127712834		
421715	Tablette latérale hêtre	3701127718669		