

Disque pour le transfert debout

Eco-disc



Un transfert facilité

Disque rotatif de transfert debout **Eco-disc**

Un disque pivotant à 360° pour toutes situations

- **Disque tournant sur 360°** pour faciliter la rotation au sol
- **Face inférieure du disque antidérapante** pour un maintien parfait sur **tous types de surfaces** (plane, lisse et solide)



Caractéristiques

- Diamètre : 40,5 cm
- Epaisseur : 2 cm
- Rotation : 360°
- Poids : 1 kg
- Poids maximal supporté : 115 kg

Référence	SA 621 4000	Code ACL	34010 965 259 5 3
------------------	-------------	-----------------	-------------------



Drive DeVilbiss Healthcare France est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.