

VERTIC EASY



150 Kg



Code article :
5010042

Famille :
Verticalisateur

Description :
Appareil modulaire de verticalisation, taille adulte.

Usage revendiqué :
Verticalisateur sur socle pivotant permettant de réaliser un transfert de position assise à une autre position assise (lit vers fauteuil – fauteuil de repos vers fauteuil à roues ...).

Classe du dispositif : 1 (non invasif)

Garantie produit :
1 an contre tout vice de fabrication



Vertic Easy

Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Hors tout : 1300 (H) x 510 (Prof) x 470 (larg)
- Base : disque 450 mm (diam) x 20 mm (hauteur)
- Poignées patient :
 - . hauteur 880 à 1050 mm
 - . largeur 450 mm
- Poignées soignant :
 - . hauteur 1070 à 1240 mm
 - . largeur 450 mm
- Appui tibial : 200 (h) x 160 (larg)

tolérances dimensionnelles ± 5mm

Description technique

- Structure acier mécano soudée finition époxy.
- Disque acier à pivot sur billes et socle anti dérapant.
- Appui jambe polyuréthane sur pivot (8 positions de réglage en hauteur).
- 2 roulettes Ø 60 de déplacement à vide.
- Poignées patient et soignant en PVC sur tube acier diam. 25x1.2 mm (8 positions de réglage en hauteur).
- Pédale freinage rotation et stabilisation.
- Emballage unitaire 1350 X 550 X 490.
- Sangle de soutien optionnelle.

Poids du produit :

16 kg

Date de 1ère mise sur le marché :

Mars 2009

Etiquetage produit

Vignette de remboursement



Vignette CE

