

Bobby

Fauteuil de transfert léger et pliant



Information technique **Bobby**



largeur
totale



largeur
d'assise



hauteur
accoudoirs



hauteur
d'assise



hauteur
dossier



hauteur
repose-jambes



profondeur
d'assise



longueur
totale



poids



poids
utilisateur

590	420	220	500	380	370 - 500	420	950	9,40*	115
640	480	220	500	380	370 - 500	420	950	9,95*	115

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 1,5 mm, 1,5 kg et 1,5°. *En configuration optimale, sans repose-pieds

Fauteuil de transfert pliant.

Bobby est votre fauteuil de transfert idéal, léger, pliable en quelques secondes, compact.

- Pliant
- Deux freins manuels
- Accoudoirs rembourrés
- Angle de repose-pieds ajustable
- Repose-talons ajustables

Que ce soit en voyage, à l'hôpital ou dans un aéroport, pour un transfert d'un point A à un point B, le fauteuil Bobby est facile à plier, entreposer, et demande peu d'entretien.



Dossier pliant
avec poignée



Un seul frein sur
chaque roue à
bandage arrière



Pédale au pied pour
incliner le fauteuil



Pliable pour un
transport facile



Poignées à tirer pour
un pliage rapide

VERMEIREN France Avelin

Zone Industrielle
5, rue d'Ennevelin
59710 Avelin
Tél.: 03 28 55 07 98
Fax: 03 20 90 28 89
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
Tél.: 04.73.60.82.40
Fax: 04.73.77.95.94

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

Visitez aussi notre site: www.vermeiren.fr



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Sous réserve de modifications techniques