

# V300

Profondeur de siège  
ajustable

Assise et dossier  
réglables en tension

Manchettes d'accoudoirs:  
3 réglages de profondeur  
3 réglages de hauteur

Accoudoirs amovibles  
et rabattables

Répose-jambes  
amovibles et  
rabattables  
intérieur/extérieur











Roues avec axe à  
démontage rapide

Palettes de repose-pieds  
réglables

Profondeur de siège ajustable



# Caractéristiques techniques V300

									
largeur totale	largeur siège	hauteur accoudoir	hauteur siège	hauteur totale	longueur totale	profondeur siège	hauteur dossier	poids	poids utilisateur
570	390	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400	15,9	130
600	420	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400	partie la plus lourde 9,7	130
620	440	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		130
640	460	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		130
660	480	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		130
680	500	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		130
710	530	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		170
740	560	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		170
780	600	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		170

Crash testés selon la norme ISO 7176-19

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg.

## Modèle V300

Le V300 est un fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation temporaire ou permanente avec des ajustements maximum.

- 4 hauteurs de siège
- 5 profondeurs de siège
- 3 hauteurs d'accoudoirs
- 9 largeurs de siège
- Manchettes d'accoudoirs réglables en profondeur
- 5 angles d'inclinaison de l'assise 0° - 10°
- Poche de rangement sous l'assise
- un grand nombre d'accessoires disponibles



B31 - porte de béquille



repose-jambes réglable allongement automatique - BZ8



L35  
siège moulé anatomique



L34  
dossier post formé anatomique



tablette plexi - B15



freins à tambour B74



filet porte documents

## Votre garantie de qualité.

Sur le plan de la qualité, le fauteuil V300 répond aux normes les plus rigoureuses arrêtées par divers instituts d'essais dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens (notamment en France par le C.E.R.A.H.).

### Cadre

Champagne C59

### Revêtement

Noir Nylon/Skai

### VERMEIREN France Avelin

Zone Industrielle  
5, rue d'Ennevelin  
59710 Avelin  
Tél.: 03 28 55 07 98  
Fax: 03 20 90 28 89  
info@vermeiren.fr

### VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux  
63800 Cournon D'Auvergne  
Tél.: 04.73.60.82.40  
Fax: 04.73.77.95.94

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

Visitez aussi notre site: [www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)



**VERMEIREN**  
Pour plus de mobilité

Sous réserve de modifications techniques