

Données techniques NETTI 4U Confort CE:

Largeurs d'assise	35; 40; 45 et 50 cm
Profondeurs d'assise	42,5; 45; 47,5; 50 cm
Généralités:	
Hauteur de dossier:	48 cm en version standard
Inclinaison d'assise:	de - 5° à + 20°
Inclinaison du dossier:	de 90° à 135° vers l'arrière
Largeur totale du Fauteuil:	Largeur d'assise + 18 cm
Longueur totale	102 cm avec repose pieds
Hauteur totale:	105 cm
Poids du Fauteuil:	28 kg

Netti.4U



Netti 4U Confort CE

Poids max. utilisateur:	125 kg
Coloris:	Bleu
Revêtement alternatif:	Revêtement Techmaflex, anti bactérien, gris

Hauteur d'assise:

Diamètre de roues	12"	16"	24"
Position supérieure	-	-	46,5 cm
Position inférieure	46,5 cm	46,5 cm	50 cm

(Roues dans les positions inférieures et supérieures du palier – mesure effectuée du sol jusqu'au bord de l'assise)

Relève jambes:

	Longueur de cuisse minimum	Longueur de cuisse maximum
Réglage de l'angle d'inclinaison	32 cm	68 cm

ALU REHAB™
Thinking ahead – moving forward



189 Route des Pontets • F - 74320 SEVRIER
Tél 04 50 27 37 63 • Fax 04 50 60 51 80
infos@eurekamedical.fr • www.eurekamedical.fr

Netti.4U

Léger et confortable pour vous!



ALU REHAB™
Thinking ahead – moving forward

Netti.4U par ALU-REHAB, et la vie est plus légère pour vous!

NETTI 4U est un autre exemple de la philosophie ALU-REHAB.
L'utilisateur est le centre d'intérêt dans son environnement

Laissez-vous surprendre



Léger pour vous!

Le poids léger du NETTI 4U vous facilite le transport.
Il se range rapidement et facilement en un tour de main.



Gain de temps et de place pour vous!

Les réglages nécessaires sont vite réalisables:
La profondeur d'assise, les relève jambes et les accoudoirs sont rapidement ajustables.



Les aides soignants

De l'espace pour vous!

Le NETTI 4U vous offre beaucoup d'espace pour les transferts quotidiens:
Les transferts ou deviennent aisés et rapides



Ergonomie pour vous!

La conception ergonomique du NETTI 4U vous aide dans votre thérapie.
Les accessoires s'installent et se retirent rapidement



La famille



Les thérapeutes

Les techniciens

Les utilisateurs

Confortable pour vous!

En toutes circonstances, un maintien stable et une position assise confortable ...
Les points forts ALU-REHAB



Transportable pour vous!

La construction spécifique du châssis permet le transport et le rangement faciles du NETTI 4U.
Idéal pour les vacances, le cinéma, ...



ALU-REHAB™
Thinking ahead - moving forward