

Verticalisateur Vertistatique



Une verticalisation en toute sécurité

Verticalisateur réglable **Vertistatique**

Un verticalisateur adapté à tout type de morphologie

- 2 versions : **adulte et enfant**
- **Multiples réglages** pour s'adapter à la taille et à la morphologie de chaque utilisateur : réglage des coussins de maintien en hauteur et en profondeur
- **Bandes talonnières réglables** pour un maintien parfait
- **Appuis axillaires et appui thoracique** disponibles en options
- **2 roulettes à l'avant** pour faciliter le déplacement de l'appareil
- **Entièrement démontable** pour un transport facilité
- Coussins en **garnitures résistantes et lavables**
- **Nombreux bénéfices thérapeutiques** : lutte contre la flexion des membres inférieurs, diminue les contractures, favorise les fonctions intestinales, améliore la circulation sanguine, concourt à la prévention des escarres



Caractéristiques

- Hauteur mini : 100 cm
- Hauteur maxi : 127 cm
- Longueur : 98 cm
- Largeur : 66 cm
- Poids total : 22 kg
- Poids maximal supporté : 110 kg

Référence Adulte	M 144 00100	Code ACL	34010 965 262 6 4
Référence Enfant	M 144 00700	Code ACL	34010 965 279 6 4



Dupont Médical et DeVilbiss Healthcare France deviennent en 2017 Drive DeVilbiss Healthcare France, acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. Une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.