

Coussin gonflable Economique

09 109 0984 / AA3938 / 60618



Merci d'inspecter toutes les parties soigneusement pour vérifier qu'il n'y ait pas de fissures/de trous avant toute utilisation.

NOTICE D'UTILISATION

- Valve spéciale pour un gonflage facile
- Gonfler au niveau de dureté désirée en utilisant un adaptateur de valve à aiguille et une pompe style bicyclette.
- En caoutchouc solide

Poids maximum supporté 90kg



Fabriqué pour :

Valentine International Ltd., Taiwan R.O.C.

Représentant européen autorisé:

Medical Specialties Limited, BB7 9UE, England
90

Made in China

Distribué par :

homecraft
Rolyan

Homecraft Rolyan Ltd., A Patterson Medical Company,
Nunn Brook Road, Huthwaite, Sutton in Ashfield,
Nottinghamshire NG17 2HU United Kingdom