


STYLEA I 1 moteur



STYLEA I Chocolat

POIDS SUPPORTÉ 130 KG
Motorisation 24 volts (Rohs CE)

Conditionnement :
Carton de regroupement : 1 pc.
Palette : 2 pc.



Poid total	Dossier	Densité assise
50.5kg	Fibre	21kg/m ³



Coussins ajustables




Assise déhoussable

STYLEA I MICROFIBRES

BEIGE
480130


TITANE
480134

CHOCOLAT
480135



DIMENSIONS

A	Hauteur totale	105 cm	H	Profondeur assise	50 cm
B	Profondeur totale	85 cm	I	Profondeur allongé	157 cm
C	Hauteur accoudoir sol	58 cm			
D	Hauteur dossier	64 cm			
E	Hauteur assise sol	50 cm			
F	Largeur totale	82 cm			
G	Largeur entre accoudoirs	56 cm			



EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	LPPR TTC
480130	Stylea I beige	3701127712568	Néant
480134	Stylea I titane	3701127717198	
480135	Stylea I chocolat	3701127712582	