

# MODELITO XTRA Rollator



**GARANTIE 2 ANS**  
POIDS SUPPORTE: 136 KG

Conçu pour l'extérieur comme pour l'intérieur, le **MODELITO CLASSIC Xtra** est fabriqué en duraluminium pour une maniabilité sans équivalent. Il est doté de fonctionnalités et d'accessoires pratiques pour se déplacer en toute sécurité.

**Matériaux : aluminium et assise nylon**


- > Sacoche cabas de série
- > Porte-canne
- > Roues avant directionnelles
- > Freins parking
- > Roues larges : Ø 16 et 18 cm
- > Franchisseur d'obstacle
- > Sangle de dossier



Vidéo de présentation



Conditionnement :  
Carton de regroupement : 1  
Palette : 24



Pliage ultra compact



## DIMENSIONS

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Hauteur assise-sol                 | 53 cm         |
| Hauteur totale                     | 79/91 cm      |
| Largeur hors tout                  | 66 cm         |
| Largeur entre les poignées         | 48 cm         |
| Dimension assise                   | 44*19,5 cm    |
| Longueur poignées                  | 12 cm         |
| Profondeur totale                  | 78 cm         |
| Encombrement replié                | 83*28*30,5 cm |
| Diamètre des roues avant / arrière | 160 / 180 mm  |
| Poids                              | 9 kg          |



Boîte couleur

## EAN, PRISE EN CHARGE

| Code   | Désignation           | Code EAN      | LPPR TTC           |
|--------|-----------------------|---------------|--------------------|
| 243876 | MODELITO CLASSIC XTRA | 3701127717181 | 6273851<br>53.81 € |

