

## CLIPPER® II et III Rehausse-WC



Clipper® II

**GARANTIE 2 ANS**  
POIDS SUPPORTE: 185 KG

Les rehausse-WC **Clipper® II & III** s'installent sans outils pour surélever de 11 cm la hauteur des WC. Ils se fixent rapidement et en toute sécurité à l'aide des 4 clips de réglage fournis. **Clipper III** (500411) est équipé d'un couvercle pour un maximum d'hygiène.

Matériaux : Polypropylène 100% recyclable, finition poliglass


Entretien : nettoyeur non-abrasif, séchage avec chiffon doux, stérilisable en autoclave

- > Testé et certifié 185 kg
- > Finition poliglass
- > Aucun risque de corrosion
- > Confort et sécurité

 **YouTube**  
Vidéo de présentation



Conditionnement :  
Carton : 1 - Palette : 66



Clipper® III avec couvercle



## DIMENSIONS

	Clipper II®	Clipper III®
Largeur	41 cm	41 cm
Dimension intérieur	21*25 cm	21*25 cm
Hauteur utile	11 cm	11 cm
Hauteur	16 cm	16 cm
Profondeur	46 cm	46 cm
Poids	1.16 kg	1.56 kg
Poids supporté	185 kg	185 kg



Boîte couleur

## EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	LPPR TTC
500410	Réhausse WC Clipper II®	3701127708998	Néant
500411	Réhausse WC Clipper III® + couvercle	3701127709001	

