

Set de couverts Newstead

**AA55200 / AA55201 / AA55202 / AA55203 / AA55204
AA55205 / AA55206 / AA55207 / AA55208 / AA55209
AA55210 / AA55211 / AA55212 / AA55213 / AA55214
AA55215 / AA55216**

Description

La gamme de couverts Newstead est ergonomique. Leur saisie est douce et ne glisse pas. Les poignées sont rembourrées pour permettre à l'utilisateur de tenir l'ustensile fermement mais confortablement, même lorsqu'ils sont mouillés. Les poignées sont en plastique solide avec un surmoulage doux et souple, permettant ainsi à la poignée de s'adapter à la saisie de l'utilisateur. Tous les ustensiles sont en acier inoxydable. Les manches de forme arrondie tiennent naturellement dans la paume de la main, et sont particulièrement adaptés lors de maladie de Parkinson, de troubles neurologiques, d'arthrite ou de toute autre déficience qui entraîne une perte de saisie. La gamme de couverts Newstead est sans latex et passe au lave-vaisselle.

Couverts Standard

La gamme de couverts Standard Newstead est disponible à l'achat individuellement ou par set de 4 couverts.

	Poids
AA55200 Couteau	80g
AA55201 Fourchette	80g
AA55202 Cuillère	80g
AA55203 Cuillère à café	80g
AA55204 Jeu de 4 couverts	320g

Couverts courbés

Les couverts courbés Newstead sont particulièrement adaptés aux personnes avec un mouvement restreint du poignet ou du bras. Le couteau peut être utilisé sans plier le poignet et les fourchettes et les cuillères sont courbées à 40° mais peuvent être pliées à l'angle souhaité. La fourchette et la cuillère sont disponibles en versions pour gauchers ou droitiers.

	Poids
AA55205 Fourchette pour droitier	80g
AA55206 Cuillère pour droitier	80g
AA55207 Fourchette pour gaucher	80g
AA55208 Cuillère pour gaucher	80g
AA55209 Couteau courbé	80g

Couverts Lestés

Ces versions alourdies de la gamme de couverts Newstead ont un manche lesté qui est particulièrement adapté aux personnes qui souffrent de tremblements des mains. Les couverts alourdis sont disponibles à l'achat individuellement ou par set de 4.

	Poids
AA55210 Couteau alourdi	130g
AA55211 Fourchette alourdie	130g
AA55212 Cuillère alourdie	130g
AA55213 Cuillère à café alourdie	130g
AA55214 Set	520g

Couverts d'une main

La fourchette creuse et le couteau Nelson permettent aux personnes de s'alimenter en n'utilisant qu'une seule main. La fourchette creuse combine une cuillère et une fourchette dans le même ustensile. La fourchette est profonde et les dents permettent de couper la nourriture. Le couteau Nelson a un rebord tranchant et son extrémité arrondie est terminée par une fourchette qui permet de piquer la nourriture.

	Poids
AA55215 Fourchette creuse	80g
AA55216 Couteau Nelson	80g

Nettoyage et Entretien

Tous les ustensiles sont soudés de manière hygiéniques et peuvent être nettoyés avec une solution d'eau chaude savonneuse. Ils passent également au lave-vaisselle.