



Surveillance de la saturation et de la fréquence cardiaque.

➤ Oxymètre de pouls *OxyPad Home 2*

- Simple d'utilisation
- Faible consommation d'énergie, 3h heures en continu
- Arrêt automatique après 5 secondes sans utilisation
- Positionnement du doigt dans une chambre en caoutchouc médical
- Indicateur de niveau de charge des piles
- Livré avec une **trousse de rangement** et **dragonne**



Caractéristiques

- Affichage : écran LCD
- Plage de mesure SpO₂ : 0% - 100%
- Plage de mesure de la fréquence cardiaque : 30 - 250 bpm
- Intensité du pouls : bargraphe à 6 segments
- Alimentation : 2 piles 1,5 V AAA (fournies)
- Dimensions : 57 x 31 x 32 mm
- Poids : environ 50 g (avec piles)

Référence	CC 650 1200	Code ACL	34015 714 619 0 5
-----------	-------------	----------	-------------------

Drive DeVilbiss Healthcare France est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.

CE 0123