



Photo du modèle avec protections plastiques (option)

Fauteuil de prélèvement fixe

Gamme 512

512 77T

CARINA
Médical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil de prélèvement à hauteur fixe 50cm, 3 parties
- Réglage du dossier en toutes positions par vérin à gaz
- Jambière réglable par vérin à gaz, elle peut être mise en position verticale
- Position de Trendelenburg
- Sellerie tendue de bonne densité 35kg/cm², non-feu classée M1, épaisseur 8cm
- Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables
- Pied sur socle chromé

DIMENSIONS

- Largeur 55cm
- Hauteur 50cm
- Capacité de charge : 130kg



À NOTER

Tous nos fauteuils peuvent être mis en **position allongée**

Vous aimerez aussi :

Réf. **512 77TSJ** : Idem 512 77T mais sans jambière



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



ACC 537

Jeu d'étaux diam. 14mm pour gouttières et étriers pour toutes gammes sauf LUVIA

ACC 516

Option commande simultanée Dossier/jambière



ACC 964

Jeu de repose jambes noir, sur rotule mousse polyuréthane, diam. 14mm, sans étau



ACC 514-GOUT

Protection gouttière en plastique transparent, l'unité



ACC 514-JAMBIÈRE

Protection plastique pour jambière



ACC 54005

Tête 1/2 lune largeur 55cm revêtement non feu M1

ACC 910-PLAT04

Plateau plastique support 350x270 avec étau



ACC 113U-105

Jeu de poignées de maintien latérales, avec étaux pour adapter une paire d'étriers prêt à fixer sur fauteuil



ACC 32012

Tige porte-sérum inox diam. 16mm, 2 crochets plastiques, sans étau



ACC TETERGO

Tête ergonomique amovible



ACC 110POLY

Gouttière prise de sang polyuréthane avec ferrure Sans étau, l'unité



ACC 535

Jeu d'étaux double diam. 14mm et 16mm pour gouttière + tige porte-sérum



ACC 105

Jeu d'étriers inox standard diam. 14mm, sans étau



SLFEMIREPOSE

Housse prélude pour repose jambes (ACC964), l'unité



ACC 514-ASSISE

Protection plastique assise



ACC 517-512

Protection plastique pour dossier



ACC 910-PLAT02

Plateau inox support 340x340 avec étau



ACC 113U

Jeu de poignées de maintien latérales, sans étau prêt à fixer sur fauteuil



ACC 125

Porte rouleau adaptable tous modèles



ACC 32014

Tige porte-sérum inox diam. 16mm, 2 crochets inox, sans étau



ACC 110

Gouttière prise de sang Avec ferrure, sans étau, l'unité

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
Attention ! coloris Urban **avec plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique




Arno



Garonne



Potomac



Amour




Mississippi



St Laurent



Rhône



Missouri



Seine




Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban



Aysse



Cendre



Origan




Géranium




Réglisse




Prune




Perle




Ficelle




Terre




Béton



Chataigne



Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas



Orange



Fuschia



Tomate



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT



Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com