


PROTECT PLUS Poignée de sortie de lit médicalisé




GARANTIE 2 ANS

Les poignées de lit s'installent sans outil et se glissent sous les matelas pour servir de point d'appui lors des transferts.

- > La poignée simple est livrée avec 3 sangles velcro®.
- > Matériaux : acier traité peinture époxy

Conditionnement :
Carton de regroupement : 1
Palette : 40



DIMENSIONS

| Désignation | Poids | Longueur | Poids |
|--|---------|-------------|---------|
| PROTECT PLUS poignée de sortie de lit médicalisé | 47,3 cm | 94 à 140 cm | 4,10 kg |

EAN, PRISE EN CHARGE

| Code | Désignation | Code EAN | LPPR TTC | LPPR |
|--------|--|---------------|----------|------|
| 430920 | PROTECT PLUS poignée de sortie de lit médicalisé | 3701127721720 | Néant | |