

BEST'UP XXL Chaise hygiénique



GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 160 KG

BEST'UP se décline aussi en version **XXL** afin de répondre à toutes les morphologies. Son cadre acier traité epoxy est particulièrement résistant et supporte jusqu'à 160 kg.

Matériaux : acier traité époxy, assise, dossier et accoudoirs en PVC thermosoudé, seau polypropylène

- > Sortie du seau par les côtés ou par le dessus
- > Assise thermosoudée et accoudoirs rembourrés
- > Assise large de 65 cm

COLORIS




OCEAN




GREY

Conditionnement :
Carton : 1 Palette : 2



DIMENSIONS

Hauteur totale (A)	90 cm
Largeur entre accoudoirs (B)	75 cm
Largeur hors tout (C)	87 cm
Hauteur accoudoirs/ sol (D)	72.5 cm
Hauteur assise sol (E)	52 cm
Hauteur assise+dossier (F)	37 cm
Profondeur assise (G)	45 cm
Profondeur hors tout (H)	53 cm
Poids	9.5 kg



EAN, PRISE EN CHARGE

Codes	Désignations	Code EAN	LPPR TTC
364623	Best'Up XXL Océan avec bouchon	3701127717099	6273816
364611	Best'Up XXL Grey avec bouchon	3701127705140	102,62€

