

TALONNIÈRE PHARMA FIBRES



Les articles de la gamme Pharma Fibres sont réalisés à partir d'une fibre 100% polyester siliconée creuse.

Le silicone permet aux fibres de glisser les unes contre les autres et donc, d'éviter le cisaillement de la matière et des tissus. Chaque brin de la fibre est en fait un cylindre dans lequel l'air circule librement. Cette aération entraîne une ventilation accrue des points d'appuis.

Les talonnières et les coudières sont recouvertes d'un tissu coton. Elles se fixent par attache auto-agrippante.

Caractéristiques :

- Fibre 100% polyester
- Housse coton

Conseils d'entretien :

- Lavable à la main
- Pas de chlorage
- Pas de séchage en tambour
- Pas de nettoyage à sec
- Pas de repassage

Grand modèle, vendue par paire référence 11-10130

Petit modèle, vendue à l'unité référence 11-10135